



ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ  
Sanaflex Anatomic  
Κυπρου 93, Athens, 164 51



K100

Ταινία Κινησιολογίας / Kinesiology Tape

## ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

### One Size

(5cm Πλάτος, 5m Μήκος / 5cm Width, 5m length)

GR | Ελληνικά

K100, Ταινία Κινησιολογίας

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ιδανική για αθλητική χρήση.

Για την ανακούφιση από τον πόνο και βοήθεια στον ώμο, τον αυχένα, τον αγκώνα, την πλάτη, τη κνήμη, το γόνατο, τους τένοντες του ποδιού.

Υψηλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα που διατηρεί της ιδιότητες του.

Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα που εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση σε όλες σχεδόν τις συνθήκες.

Διαπνέον ύφασμα για διαχείριση του ιδρώτα.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Κόψτε τις γωνίες με ένα κοφτερό ψαλίδι για να ελαχιστοποιήσετε τη φθορά στις άκρες. Το προϊόν δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική περίθαλψη. Συνιστάται να συμβουλευτείτε ένα επαγγελματία πριν τη χρήση. Υψηλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα που διατηρεί της ιδιότητες του. Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα που εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση σε όλες σχεδόν τις συνθήκες. Διαπνέον ύφασμα για διαχείριση του ιδρώτα.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για την αναφερόμενη ένδειξη. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός σε ένα από τα συστατικά του. Άτομα με ευαίσθητο δέρμα συνιστάται να δοκιμάσουν ένα μικρό κομμάτι της ταινίας στο δέρμα τους για 24 ώρες πριν τη χρήση.

#### Προσοχή:

Διακόπτε τη χρήση του προϊόντος σε περίπτωση πόνου ή ερεθισμού. Δεν είναι κατάλληλο για έγκυες γυναίκες ή ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, καθώς μπορεί να παρέμβει στη θεραπεία. Μην το χρησιμοποιείτε όταν πάσχετε από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, νεφρική ανεπάρκεια ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

**Material Composition**  
95% Cotton, 5% Elastane



EN | English

K100, Kinesiology Tape

## INSTRUCTION MANUAL

### INDICATIONS

Ideal for sport.

For pain relief and support of Shoulder, neck, tennis elbow, back, hamstring, knee, calf, foot. High quality cotton fabric that maintains strength and stability.

Extra strong adhesive to insure performance in almost any condition.

Breathable fabric for sweat management.

### APPLICATION

Cut corners using sharp scissors in a round shape to minimize peeling.

This product is not intended to replace professional medical treatment. It is recommended to consult with a professional before use

Use the product for the mentioned indication only.

Keep out of reach of children.

Do not use the product if you are allergic to one of its ingredients.

People with sensitive skin are advised to try a small piece of the tape on their skin for 24 hours before use.

### CAUTIONS

Use the product for the mentioned indication only. Keep out of reach of children. Do not use the product if you are allergic to one of its components. Individuals with sensitive skin are advised to try a small piece of the tape on their skin for 24 hours before use.

Avoid tight application as it could restrict circulation. If the wrap feels too tight, remove it and wrap again. Stop using the product in case of soreness, redness or irritated skin. Not suitable for pregnant women or people diagnosed with cancer, as it may interfere with treatment. Do not use when suffering from Deep Vein Thrombosis (DVT), kidney failure or congestive heart failure (CHF).

**Material Composition**  
95% Cotton, 5% Elastane

