A-5071

Περικάρπιο
Wrist Support



EN | Instructions for Use

ΕΛ | Οδηγίες Χρήσης

EN Wrist Support A-5071

If you have any doubts regarding the applications and use of this medical device, do not hesitate to ask your doctor and / or fitter, pharmacist, orthotist, or orthopedic consultant for advice.

FEATURES
This bandage will help support your wrist, reduce strain and discomfort, whilst allowing for normal daily functions.
Supports the wrist joint and helps recover from injury.

PERFORMANCE
Helps relieve tired wrist joints and muscles from swelling during activity.

INDICATIONS
For sequelae of fracture and sprains, heavy work, using vibrating instruments, sport activities. Stabilization of the wrist by adjustable closure

WARNINGS. PRECAUTIONS OF USE
Do not use the product if you are allergic to one of its components.
In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice

SET UP AND OPERATION
Fit the bandage around your wrist and secure with the hook and loopfas ener.

CARE INSTRUCTION
Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sour es of excessive heat (radiator, tumble dryer)

MEASUREMENT AND SIZE CHART (in Cm.)
The size is to choose in accordance with the wrist circumference

One Size (S-XL)
14 - 22

ΕΛ Περικάρπιο A-5071

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις εφαρμογές και τη χρήση αυτού του προϊόντος μην διστάσετε να ζητήσετε τη συμβουλή του ορθοπεδικού, ιατρού ή / και του φαρμακοποιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το ελαστικό περικάρπιο βοηθάει να στηρίξετε τον καρπό σας, να μειώσετε την καταπόνηση και την δυσφορία, ενώ παράλληλα σας επιτρέπει να εκτελείτε τις συνήθεις καθημερινές σας λειτουργίες.
Υποστηρίζει την άρθρωση του καρπού και βοηθά στην αποκατάσταση και επαναφορά από τραυματισμό.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βοηθά στην ανακούφιση των αρθρώσεων και των μυών του καρπού και στην προστασία από το σχηματισμό οιδήματος κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Έπειτα από κάταγμα και διάστρεμα, για βαριές χειρονακτικές εργασίες, χρήση εργαλείων με δόνηση και αθλητικές δραστηρότητες. Σταθεροποίηση του καρπού μέσω ρυθμιζόμενης σύσφιξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε γύρω από τον καρπό, σφίξτε και ασφαλίστε τον ιμάντα έτσι ώστε να διασφαλίσετε σταθερό αλλά και άνετο κράτημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό.
Ξεπλύνετε καλά, μην στίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (σε εκ.)
Επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος σύμφωνα με την περίμετρο του καρπού.

One Size (S-XL)
14 - 22

MATERIAL COMPOSITION
80% Cotton
20% Polyamide

Strap:
71% Polyester
29% Elastine

ΣΥΝΘΕΣΗ
80% Βαμβάκι
20% Πολυαμίδη

Δέστρα:
71% Πολυεστέρας
29% Ελαστίνη

SYMBOL EXPLANATION / ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- Απαλό πλύσιμο σε μέγιστη Θερμοκρασία στους 30°C / Maximum washing temperature 30 °C, gentle process
- Το στεγνό καθάρισμα δεν επιτρέπεται / Do not dry clean
- Μην σιδερώνετε / Do not iron
- Μην κάνετε χρήση στεγνωτηρίου / Do not tumble dry
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό / Do not bleach
- MD — Το προϊόν είναι μια ιατρική συσκευή / The item is a medical device
- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consult the instructions for use
- Κατασκευαστής / Manufacturer
- Ημερομηνία παραγωγής / Date of manufacture
- LOT — Κωδικός παρτίδας / Batch code
- REF — Κωδικός καταλόγου / Catalogue number

SANAFLEX ANATOMIC - SANAFLEX L.P
Λ. Κύπρου 93, Αργυρούπολη Αττικής, 164 51
Ελλάδα
www.sanaflex.net
anatomic@sanaflex.net

MED_LP1_241250710001